

CRIBADOR VISUAL



EXPLORACIÓN VISUAL  
EN CUALQUIER LUGAR  
DE FORMA SENCILLA

# VISIOLITE® ACCESS

EXPLORACIÓN VISUAL  
TODO EN UNO

- Autónomo
- Ligero, compacto y portátil
- Interfaz táctil intuitiva
- Evaluación completa del campo visual



CE





## TECNOLOGÍA AVANZADA PARA EL CRIBADO VISUAL PROFESIONAL

El **Visiolite® Access** ha sido diseñado específicamente para dar soporte a todos los profesionales implicados en la prevención visual. Responde a las necesidades de los servicios de prevención de riesgos laborales, medicina preventiva y salud pública, centros de reconocimiento de conductores y equipos responsables de campañas de cribado visual escolar.

Gracias a su tecnología patentada, combina precisión, rendimiento y facilidad de uso. Permite realizar exploraciones fiables en todo tipo de entornos: campañas de cribado masivo, revisiones periódicas, evaluaciones individuales y acciones de prevención. Su capacidad integral de evaluación lo convierte en una solución versátil para cualquier escenario de cribado visual.

### — Máxima fiabilidad

Proporciona mediciones precisas de agudeza visual y un cribado eficaz de los principales trastornos visuales, garantizando resultados fiables incluso en condiciones de uso intensivo.

### — Ergonomía intuitiva

Su interfaz táctil está diseñada para optimizar la eficiencia del profesional y facilitar un manejo ágil en cualquier entorno. El diseño envolvente del panel frontal crea un espacio cerrado y libre de distracciones, asegurando condiciones óptimas de exploración para cada usuario.

### — Versatilidad profesional

Adecuado para entornos médicos, unidades móviles o centros educativos, el **Visiolite® Access** se integra con facilidad en cualquier programa de cribado visual.

## EXPLORACIÓN SIN ORDENADOR Y CON PROTECCIÓN DE DATOS

Diseñado para cumplir con los requisitos europeos de seguridad de la información y políticas estrictas de protección de datos, el **Visiolite® Access** ofrece una gestión simplificada y segura de los resultados:

- Resultados anónimos con fecha y hora, bajo un enfoque orientado a la ciberseguridad.
- No se almacenan datos en el dispositivo (modo manual).
- Exportación exclusiva en formato PDF mediante memoria USB, permitiendo una recuperación directa y sencilla de los resultados.

Este flujo de trabajo minimiza la retención innecesaria de datos, manteniendo el equipo eficiente y fácil de utilizar.




## SIMPLICIDAD Y MOVILIDAD

Totalmente autónomo, el **Visiolite® Access** no requiere ordenador, software ni conexión a red. Compacto, ligero (3,5 kg) y fácil de transportar, puede utilizarse en cualquier lugar con total inmediatez, tanto en consulta como en desplazamientos externos.

# UNA BIBLIOTECA DE PRUEBAS PERSONALIZABLE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

El entorno **Visiolite® Access** ofrece una amplia gama de pruebas destinadas al cribado de la función visual. Su profesión y sus necesidades evolucionan — y nosotros también.



1-2. Agudeza visual de 0,5 a 1,25 (equivalente 5/10 a 12,5/10), 3. Sensibilidad al contraste, 4. Visión cromática, 5. Forias, 6. Fusión, 7. Estereopsis (visión en relieve), 8. Rejilla de Amsler, 9. Test duocromo rojo/verde, 10. Astigmatismo, 11. Campo visual periférico

**Innovación  
FIM MEDICAL**  
Evaluación estándar del campo visual en un dispositivo compacto de cribado

## PRUEBA DE CAMPO VISUAL PERIFÉRICO

Con un total de 32 estímulos luminosos, el **Visiolite® Access** evalúa el campo visual horizontal (180°), el campo visual vertical ( $\pm 45^\circ$ ) y el campo nasal ( $\pm 30^\circ$ ), y cumple con la mayoría de los requisitos normativos para la aptitud visual en conducción.




### ¿SABÍA QUE...?

A 130 km/h, el campo visual se reduce hasta aproximadamente  $30^\circ$ . Esto afecta a cualquier conductor, no solo a profesionales. El aumento del tiempo de recuperación puede estar asociado a múltiples factores.

## CONJUNTO COMPLETO DE PRUEBAS ADAPTADO A LA POBLACIÓN INFANTIL

El **Visiolite® Access** incorpora una amplia selección de pruebas desarrolladas y validadas por especialistas para detectar los principales trastornos visuales en menos de 5 minutos. Estas pruebas están específicamente diseñadas para niños a partir de 3 años.



# CREE SU PROPIA COMBINACIÓN DE PRUEBAS PARA UNA SOLUCIÓN A MEDIDA

Agudeza visual – Optotipos ABC
Agudeza visual – Números
Agudeza visual – E de Raskin
Agudeza visual – Anillos de Landolt (4 posiciones / 8 posiciones)
Rejilla de Amsler
Astigmatismo
Baja visión – ABC (monocular)
Baja visión – Landolt (8 posiciones) (monocular)
Campo visual completo
Duocromo rojo/verde
Fusión
Hipermetropía ABC +1 dioptría
Hipermetropía E +1 dioptría
Hipermetropía Landolt (4 posiciones) +1 dioptría
Visión mesópica
Visión mesópica Landolt (8 posiciones)
Forias
Percepción cromática estándar
Estereopsis (percepción de profundidad)
Sensibilidad al deslumbramiento
Sensibilidad al contraste – ABC
Sensibilidad al contraste – Landolt (8 posiciones)
Agudeza visual infantil (DAVL)
Forias infantiles

**Varias distancias de examen disponibles según las pruebas seleccionadas. Listado no exhaustivo. Para una configuración personalizada, consulte con nosotros.**

SU DISTRIBUIDOR



## MODULAR Y ADAPTABLE

El **Visiolite® Access** se adapta a todas sus condiciones de exploración. Compacto y modular, puede colocarse sobre una mesa o fijarse al borde de un escritorio mediante cualquier soporte VESA plegable estándar, gracias al clip VESA opcional. Una solución flexible y ergonómica diseñada para optimizar su espacio de trabajo y facilitar los procedimientos de cribado.

### ACCESORIOS (incluidos)

- 1 Bolsa de transporte
- 1 Juego de apoyos frontales biocompatibles

### OTROS ACCESORIOS (no incluidos)

- Maletín de transporte
- Clip VESA



**2**  
AÑOS  
GARANTÍA  
ACCESS



51 rue Antoine Primat  
69100 Villeurbanne

Tél +33 (0)4 72 34 89 89  
Fax +33 (0)4 72 33 43 51  
contact@fim-medical.com

